

AMRESCO Agarose 3:1 HRB (E776-100G)

- ・高分離能ブレンド
- ・ゲル強度が高いため小さいフラグメントの分離の際に便利です
- ・ブロットイングアプリケーションにぴったりです

ゲル濃度(%)	最適な分離範囲(bp)	推奨バッファー
1.00	500-2,000	TBE
2.00	250-750	TBE
3.00	125-500	TBE
4.00	50-250	TBE

* より詳細な製品情報は、弊社ウェブサイトの Product information (英文)をご覧ください。

http://www.mstechno.co.jp/prod/pdf/denki001_4.pdf

アガロースのページ巻末にあります。

ご使用方法**電子レンジを使った溶かし方**

1. Agarose を量り取り、フラスコ等に入れたバッファーとよく混合します。
2. Agarose 、バッファーを入れた容器全体の重量を量っておきます。
3. 電子レンジ(強)で 30 秒間加熱します。
4. 溶液をよく混合します。
5. 3 と 4 の手順をもう 1 回行います。
6. 電子レンジ(強)で、溶液が沸騰するまで過熱します。
7. 電子レンジから容器を出し、1～2 分静置して粗熱を取ったら、溶液を混合します。
8. 再び電子レンジで 15 秒間加熱します。
9. アガロースの固まりが残っていないか確認し、完全に溶けるまで電子レンジ加熱を繰り返します。
10. 容器全体の重量を量り、減った分だけ水を足します。
11. スターラーで溶液を混合しながら、50～55℃になるまで冷まします。

12. ゲルトレイにアガロース溶液を流し込みます。
13. すばやく、気泡が入らないようにコームをセットします。
14. アガロースがゲル化するまで静置します(30～45 分間)。

株式会社エムエステクノシステムズ

●大阪 電話 06-6396-6616

●東京 電話 03-3235-0673